

Stumpfstrumpf



STREIFYDERM

Stumpfstrumpf
mit integriertem Polymer-Gel

Streifeneder
ortho.production GmbH


Moosfeldstraße 10
82275 Emmering/Germany
Tel +49 8141 6106-0
Fax +49 8141 6106-50
office@streifeneder.de
www.streifeneder.de

300W49/D.1009

Stumpfstrumpf mit integriertem Polymer-Gel


STREIFYDERM

- Stumpfstrumpf zur prothetischen Unterschenkelversorgung
- Stumpfstrumpf bestehend aus Nylongewebe und 2 mm Polymer-Gel-Beschichtung




STREIFYDERM cushion

- Stumpfstrumpf zur prothetischen Unterschenkelversorgung
- Stumpfstrumpf bestehend aus besonders dehnbarem Nylongewebe und 3 mm Polymer-Gel-Beschichtung



STREIFYDERM endurance

- Stumpfstrumpf zur prothetischen Unterschenkelversorgung
- Stumpfstrumpf bestehend aus zwei besonders dehnbaren Nylongewebeschichten und dazwischen 2 mm Polymer-Gel



Das Polymer-Gel enthält ein medizinisches Mineralöl, das folgende Vorteile bietet:

- pflegt die Haut durch Ölabbgabe während des Tragens
- verringert die mechanische Belastung der Haut
- polstert und schützt empfindliche Stumpfpartien
- druckentlastend
- waschbar
- passt sich, abhängig von der Materialstärke, bis zu einem gewissen Grad der Schaftkonstruktion an

StreifyDerm

Artikel	Größe	Gellänge	Stumpflänge	Umfang distal	Umfang proximal
26A10/1	Gr. 1	20 cm	25 – 34 cm	17 – 24 cm	17 – 26 cm
26A10/2	Gr. 2	25 cm	38 – 44 cm	18 – 28 cm	18 – 32 cm
26A10/3	Gr. 3	25 cm	38 – 44 cm	20 – 34 cm	20 – 38 cm
26A10/4	Gr. 4	33 cm	43 – 49 cm	20 – 34 cm	20 – 38 cm
26A10/5	Gr. 5	25 cm	43 – 49 cm	23 – 37 cm	23 – 43 cm
26A10/6	Gr. 6	33 cm	46 – 54 cm	23 – 37 cm	23 – 43 cm
26A10/7	Gr. 7	33 cm	46 – 54 cm	28 – 42 cm	28 – 49 cm
26A10/8	Gr. 8	33 cm	46 – 54 cm	31 – 50 cm	31 – 56 cm

StreifyDerm cushion

Artikel	Größe	Gellänge	Stumpflänge	Umfang distal	Umfang proximal
26A20/1	Gr. 1	20 cm	25 – 34 cm	17 – 24 cm	17 – 26 cm
26A20/2	Gr. 2	25 cm	38 – 44 cm	18 – 28 cm	18 – 32 cm
26A20/3	Gr. 3	25 cm	38 – 44 cm	20 – 34 cm	20 – 38 cm
26A20/4	Gr. 4	33 cm	43 – 49 cm	20 – 34 cm	20 – 38 cm
26A20/5	Gr. 5	25 cm	43 – 49 cm	23 – 37 cm	23 – 43 cm
26A20/6	Gr. 6	33 cm	46 – 54 cm	23 – 37 cm	23 – 43 cm
26A20/7	Gr. 7	33 cm	46 – 54 cm	28 – 42 cm	28 – 49 cm
26A20/8	Gr. 8	33 cm	46 – 54 cm	31 – 50 cm	31 – 56 cm

StreifyDerm endurance

Artikel	Größe	Gellänge	Stumpflänge	Umfang distal	Umfang proximal
26A30/1	Gr. 1	20 cm	25 – 34 cm	17 – 24 cm	17 – 26 cm
26A30/2	Gr. 2	25 cm	38 – 44 cm	18 – 28 cm	18 – 32 cm
26A30/3	Gr. 3	25 cm	38 – 44 cm	20 – 34 cm	20 – 38 cm
26A30/4	Gr. 4	33 cm	43 – 49 cm	20 – 34 cm	20 – 38 cm
26A30/5	Gr. 5	25 cm	43 – 49 cm	23 – 37 cm	23 – 43 cm
26A30/6	Gr. 6	33 cm	46 – 54 cm	23 – 37 cm	23 – 43 cm
26A30/7	Gr. 7	33 cm	46 – 54 cm	28 – 42 cm	28 – 49 cm
26A30/8	Gr. 8	33 cm	46 – 54 cm	31 – 50 cm	31 – 56 cm

Durch Stumpflänge und -umfang kann die richtige Strumpfgröße ermittelt werden. Wir empfehlen, dass die Gellänge etwas über den Schafttrand hinausreicht.